



A B C
User manual

FIRST AID KIT

small

NEXA

EN

L

L – Life-threatening situation

Check the scene and form an initial impression. Assess the situation and check for any potential hazards. If the situation is not safe and you cannot help without putting yourself in danger, call 112. Then wait for emergency personnel.

A

AIRWAY

Check the airway. If the injured individual is unresponsive, tilt the head back and lift the chin to open the airway.

• Unconscious – breathing normally; place in a stable lateral position. Continue to step B; bleeding.

• Unconscious – not breathing; call 112 and start cardiopulmonary resuscitation, CPR.

B

BLEEDING

• Stop external bleeding by applying pressure to the wound.

• Signs of internal bleeding; pain, pale and feels cold, rapid and shallow breathing.

C

CIRCULATION

If signs of shock, and in all major injuries, circulatory failure must be prevented.

Do this:

• Allow the person to lie down and try to keep the injured individual calm.

• Prevent hypothermia by placing blankets, sweaters, or jackets on and under the injured individual.

SE

L

L – Livsfarligt läge

Kontrollera olycksplatsen och försök ta reda på vad som har hänt. Överblicka situationen och kontrollera om det finns några potentiella faror. Om situationen inte är säker och du inte kan hjälpa utan att utsätta dig själv för fara, larma 112. Invänta sedan räddningspersonal.

A

ANDNING

Skapa en öppen luftväg och kontrollera om den skadade andas.

• Medvetlös som andas normalt:
placera i stabilt sidoläge. Gå sedan till steg B – blödning.

• Medvetlös som inte andas: larma 112 och starta hjärt- och lungräddning, HLR.

B

BLÖDNING

• Stoppa yttre blödning genom att hålla tryck på såret.

• Tecken på invärtes blödningar;
smärta, blek och kallsvettig, snabb och ytlig andning.

C

CIRKULATIONSSVIKT

Vid tecken på chock och vid alla större skador så ska man förebygga cirkulationssvikt. Gör så här:

• Låt personen ligga ner och försök att hålla den skadade lugn.

• Förhindra avkylning genom att lägga på filter, tröjor eller jackor på och under den skadade.

EN

SE

NO

FI

EE



45124

Plaster

Intended use:

For use on minor cuts and abrasions. Protects minor wounds. Read instructions prior to use; retain for future reference.

8 Pcs
56x19mm

45125

Instruction for use:

Clean wound and surrounding area and dry skin before applying the adhesive bandage. Remove adhesive bandage from protective wrapper. Position pad over wound and press firmly on adhesive area to ensure adhesion. Change dressing every 24 hours or if it is wet. Keep dry and out of direct sunlight. Store below 25°C.

45126

2 Pcs 72x25mm

2 Pcs 72x19mm

Warning: Use immediately after opening protective wrapper. Wrapper is sealed with natural rubber latex. Do not use on major wounds. If wound bleeds excessively or skin becomes irritated or infected remove adhesive bandage/plaster. Not suitable for children under 2 years old. In rare cases, a reaction to the adhesive bandage/plaster may occur in small children with exceptionally sensitive skin. This may be due to heat, moisture and other factors when plaster is used especially in the face. In both cases consult a doctor immediately. If you are diabetic consult your doctor before use.



45171

Pair of scissors

Intended use:

For cutting plaster, bandage, gauze or other small first aid devices. The scissors have a rounded cutting edge in order to protect the user from self-inflicted injuries.

1 Pcs
9cm

Warning:

Keep out of reach of children



45280

Skin cleansing wipe

Intended use:

For cleaning the skin and area around minor wounds and abrasions.

Instruction for use: wipe carefully around the area to be cleaned.

4 Pcs
3x3cm

Warning:

External use only. Avoid any contact with the eyes, mucosa, genitals and injured skin. Contains 70% isopropyl alcohol. Do not use in case of allergies. Product to be used once only. Check the integrity of the individual sachet before use. In case of repeated discomfort, ask your doctor for advice. If swallowed, contact a doctor immediately and show the packaging. Use before the expiry date on the sachet. Store in a cool, dry place. After use, do not dispose of the compress in the environment.



45002

Dry Swab

Intended use:

For cleaning and drying the wound and the skin around the wound. Protecting a clean and dry wound.

Instruction for use:

Open the package and wipe gently in the area to be cleaned / dried. Or place the swab on the area that needs protection.

2 Pcs
15x7cm

Warning:

Product to be used once only. Check the integrity of the individual sachet before use. Store in a cool, dry place. Use before the expiry date on the individual sachet.



45111

Triangular bandage

Intended Use:

To immobilise and keep splints in place. Use this bandage as a sling to support an injured, sprained or broken arm.


Instruction for use:

Unfold the bandage and attach around the neck as shown.

Warning:

Product to be used once only. Use before the expiry date on the individual item. Check the integrity of the individual item before use.

1pcs
136x96x96cm



45109

Emergency blanket

Intended use:

To protect against heat and cold. The emergency blanket can provide protection against heat, cold and humidity in emergency situations.

Instructions for use:

Emergency blanket to be used once only. Open the sachet and unfold the blanket as required.

Two sides with different functions:

The golden side absorbs heat and keeps you warm: providing a defence against potential hypothermia, maintaining your body temperature, and protecting you from the wind and humidity. The silver reflective outer side keeps you cool: keeps you chilled (cars, tents, etc.).

Warning:

Do not cover your head, danger of suffocating. Single use only. Do not use the emergency blanket during storms, near to incandescent substances or if using an electrical surgical device (e.g. DSA). Do not cut or create wholes. Store in a dry place.



Hudrensørviett

Avsedd användning:

Rengöring av huden och området runt mindre sår och skrubbsår.

Användningsinstruktioner: Torka försiktigt runt området som ska rengöras.

Varning:

Endast för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon och slemhinnor, könsdelar och skadad hud. Innehåller 70 % isopropylalkohol. Använd inte vid allergier. Produkten får bara användas en gång. Kontrollera varje enskild påses tåthet före användning. Vid upprepat obehag, fråga din läkare om råd. Vid förtäring, kontakta genast läkare och visa förpackningen. Använd före utgångsdatum på påsen. Förvaras svalt och torrt. Slang inte produkten i naturen efter användning.

Tørkservetter

Avsedd användning:

Rengöring og tørking av sår samt huden rundt sår.

Før ått skydda en rent og tørr sår.

Användningsinstruktioner:

Öppna förpackningen og tork varsomt over området som ska göras rent/torkas, eller placera tørkservetten på det området som ska skyddas.

Varning:

Produkten får endast användas en gång. Kontrollera varje enskild påses tåthet före användning. Förvaras torrt och svalt. Används före utgångsdatumet på påsen.

Hudrensørviett

Tiltenkt bruk:

For rensing av huden og området rundt mindre sår og skrubbsår.

Instruksjoner for bruk: Tørk forsiktig rundt området som skal renses.

Advare!

Kun for utvortes bruk. Unngå kontakt med øyne og slemhinner, kjønnsorganer og skadet hud. Inneholder 70 % isopropylalkohol. Bruk ikke i tilfelle allergier. Produktet skal kun brukes én gang. Forsikre deg om at pakken er uskadet før bruk. Hvis det oppstår ubehag over lengre tid, kontakt lege. I tilfelle svelging, kontakt lege øyeblikkelig og vis pakningen. Bruk før utløpsdato som står på pakken. Oppbevar på et kjølig og tørt sted. Etter bruk, ikke kast kompressen i naturen.

Tørørservietter

Tiltenkt bruk:

Rensing og tørking av sår, samt huden omkring sår.

Beskyttelse for et rent og tørt sår.

Instruksjoner for bruk:

Åpne pakningen og tørk varsomt over området som skal rengjøres/tørkes. Eller plasser tørørservietten på det området som trenger beskyttelse.

Advare!

Produktet må kun brukes én gang. Kontroller om posen er ubrukt før bruk. Oppbevares tørt og kjølig. Brukes før utløpsdatoen på hver enkelt pose.

Fatle

Tiltenkt bruk:

Å immobilisere og holde skinner på plass. Bruk denne bandasjen som en fatle til å støtte en skadet eller brukket arm.

Instruksjoner for bruk:

Brett ut bandasjen og fest rundt halsen som vist.

Advare!

Produktet må kun brukes én gang. Brukes før utløpsdato på hver pakke. Sørg for at pakken er uåpnet før bruk.

FI

Laastari

Käyttötarkoitus:

Pienille haavoille ja hiertymillle. Suojaa pieniä haavoja. Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten.

Käyttöohjeet:

Puhdista ja kuivaa haava ja sen ympäristö ennen laastarin laittamista. Poista laastarin suojapaperi. Laita laastari haavan päälle ja paina voimakkaasti, jotta se kiinnittyy kunnolla. Vaihda laastari 24 tunnin välein tai jos laastari on märkä. Säilytä kuivassa tilassa ja suojassa suoralta auringonvalolta. Säilytys alle 25 °C lämpötilassa.

Varoitus:

Käytä heti suojaavan pakkauksen avaamisen jälkeen. Kääre on liimattu luonnon lateksikumilla. Älä käytä suuriin haavoihin. Jos haavasta vuotaa paljon verta tai iho ärsyyntyy tai tulehtuu, poista laastari. Ei sovi alle 2-vuotiaalle lapsille. Harvoissa tapauksissa laastari voi aiheuttaa erityisen herkkä ihosiille pienille lapsille ihoreaktion. Tämä voi joutua kuumuudesta, kosteudesta tai muista tekijöistä erityisesti silloin, kun laastaria on käytetty kasvoilla. Näissä tapauksissa ota heti yhteyttä lääkäriin. Jos olet diabeetikko, varmista tuotteen käytön turvallisuus ensin lääkäriä.

Saksit

Käyttötarkoitus:

Laastarin, siteen, sideharson ja muiden ensiaputarvikkeiden leikkaamiseen. Saksien pää on pyöreä, jotta käyttäjä ei vahingoita itseään.

Varoitus:

Pidä lasten ulottumattomissa.

Plaaster

Ettenähtud kasutus:

kasutamiseks väikeste sisselõigetel ja kriimustustel. Kaitseb väikesteid haavu. Lugege enne kasutamist juhisest; hoidke need tulevaseks kasutamiseks alles.

Kasutusjuhised:

puhastage enne plaastri pealepanemist haav ja selle ümbrus ning kuivatage nahk. Eemaldage plaaster kaitseümbriseest. Pange padjake haava kohale ja vajutage tugevalt kleepuvale osale, et see jääks korralikult kinni. Vahetage plaastrit iga 24 tunni järel või kui see on märg. Hoidke seda kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest. Säilitage temperatuuril alla 25 °C.

Hoiatus!

Kasutada kohe pärast kaitsekihi eemaldamist. Pakkematerjal on suletud loodusliku kautsiigi lateksiga. Ärge kasutage suurte haavade puhul. Kui haav veritseb liigselt või kui nahal tekib ärritus või põletik, eemaldage plaaster. Ei sobi alla 2-aastastele lastele. Harvadel juhtudel võib erakordselt tundliku nahaga lastel plaastrit kasutada tekkida reaktsioon. Selle põhjuseks võib olla kuumus, niiskus ja muud tegurid, eriti kasutades plaastrit näol. Sel juhul konsulteerige viivitamatult arstiga. Kui olete diabeetik, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga.

Paar kääre

Ostavar:

Plaastrite, tugi- ja marlisidemete ning muude väikeemate esmaabitarvete lõikamiseks. Käärind on ümarate otstega, et kaitsta kasutajad endale sisselõikamise eest.

Hoiatus:

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Nahapuhastuslapp

Ettenähtud kasutus:

naha, väikeste haavade ümbruse ja kriimustuste puhastamiseks.

Kasutamine:

pühkige hoolikalt puhastatavat piirkonda.

Hoiatus!

Ainult välispidiseks kasutamiseks. Vältige kokkupuudet silmade, limaskestade, sügelundite ja vigastatud nahaga. Sisaldab 70% isopropüülalkoholi. Ärge kasutage allergia korral. Toode on mõeldud allergiordeks kasutamiseks. Enne kasutamist kontrollige, kas pakend on terve. Kui tunnete toote kasutamisel korduvat ebamugavustunnet, pidage nõu oma arstiga. Allaneelamisel pöörduge kohe arsti poole ja näidake pakendit. Kasutage enne ümbrisel oleva aegumiskuupaeva möödumist. Säilitage kuivas jahedas kohas. Pärast kasutamist ei tohi padjakest loodusesse visata.

Kuivad tamponid

Mõeldud kasutamiseks:

Haava ning ümbriseva naha puhastamiseks ja kuivatamiseks. Hoiab haava puhta ja kuivana.

Kasutusjuhend:

Avage pakend ja pühkige õrnalt puhastamist/kuivatamist vajavat nahapiirkonda. Või paigutada tampon nahapiirkonda, mis vajab kaitset.

Hoiatus:

Toode on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Enne kasutamist kontrollige pakendi terviklikkust. Hoidke jahedas ja kuivas kohas. Ärge kasutage pärast pakendile märgitud aegumiskuupaeva.

Kolmnurkne side

Ettenähtud kasutusala:

Murdekoha liikumatusse olekuse seadmiseks ja paigaldamiseks. Kasutage sidet, et toetada vigastatud, väljajäänud või murdunud käsivart.

Kasutusjuhised:

Voltinge side lahti ja kinnitage kaela taha nagu joonisel näidatud.

Hoiatus:

Toode on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks. Kasutada enne iga toote kõlblikkusaja lõppu. Enne kasutamist kontrollige iga toode vigastuste suhtes üle.

Päastetekkk

Kasutusotstarve:

Kaitseks kuumas ja külmas eest. Päastetekkk võib kaitsta kuumuse, külma ja niiskuse eest hädalolukordades.

Kasutusjuhised:

Päastetekkk on ühekordseks kasutamiseks. Avage kott ja võltinge tekk lahti nagu vältal.

Küljed on erineva funktsiooniga:

Kuldse küljel neeldub kuumus ja hoiab teid soojana; kaitseb toimetule ja niiskuse eest. Kehatemperatuur ja kaitseb tuule ja niiskuse eest. Hõbedane peegeldab külge hoiab teid külmas; hoiab teid (auto, telk jne) jahedana.

Hoiatus:

Ärge katke pead kinni, võib tekkida lämbumisoht. Ainult üksikasutuseks. Ärge kasutage päastetekki tomis, hõõguvate kehade juures ja siis, kui kasutate elektrilisi kirurgilisi seadmeid (nt DSA). Ärge lõigake ega liitke kokku. Hoidke kuivas kohas.


EN

SE

NO

FI

EE

	45110-ES 2 Pcs 10x10cm	Wound compress Intended use: For absorbing blood or tissue exudates and isolating the external environment. For protection and prevention of infection. Instruction for use: Apply the dressing on the wound fixing it with medical tape. Warning: Replace the dressing on a daily basis, or more often if necessary. Only use product once. Do not use if the package is damaged. Check the integrity of the individual sachet before use. Store in a cool, dry place. Use before the expiry date on the individual sachet.	Sårkompress Avsedd användning: Absorption av blod eller vävnadsvätska och isolering från den omgivande miljön. Skyddar och förebygger infektion. Användningsinstruktioner: Lägg förbandet över såret och fixera med medicinsk tejp. Varning: Byt förbandet dagligen, eller oftare vid behov. Endast för engångsbruk. Använd inte förbandet om förpackningen är skadad. Kontrollera att varje enskild påse är hel före användning. Förvaras svalt och torrt. Använd före den enskilda påsens utgångsdatum.	Sårkompress Tiltenkt bruk: For absorbing av blod og sårveske og å isolere fra det eksterne området. For beskyttelse og forhindring av betennelse. Instruksjoner for bruk: Legg forbindningen på såret og fest den med medisinsk teip. Advarsel: Skift ut forbindningen daglig, eller oftere om nødvendig. Bruk kun produktet én gang. Bruk ikke om pakningen er skadet. Forsikre at pakningen er hel før bruk. Oppbevar på et kjølig og tørt sted. Bruk før utløpsdato på pakningen.	Kompressioside Käyttötarkoitus: Imee verta tai rikkoutunutta kudosta ja eristää muusta ympäristöstä. Suojaa ja ehkäisee infektoita. Käyttöohjeet: Käytä sidettä haavalle ja kiinnitä se lääkirinteipillä. Varoitus: Vaihda side päivittäin tai tarpeen vaatiessa useammin. Käytä tuotetta vain kerran. Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. Tarkista ennen käyttöä, että sidepakkaus on ehyt. Säilytä viileässä ja kuivassa tilassa. Käytä ennen pakkauksen parasta ennen -merkintää.	Haavakompress Ettenähtud kasutus: Vere või kudede eksudaatide imamiseks ja haava isoleerimiseks väliskeskkonnast. Kaitsmiseks ja infektsiooniohu vältimiseks. Kasutusjuhised: Pange side haavale ja kinnitage see meditsiinilise teibiga. Hoiautus! Vahetage sidemeid kord päevas, vajadusel tihedamini. Toode on mõeldud ühekordses kasutamiseks. Ärge kasutage toodet, kui selle pakend on katki. Enne kasutamist kontrollige, kas pakend on terve. Säilitage kuivas jahedas kohas. Kasutage enne ümbrisel oleva aegumiskuupäeva möödumist.
---	--	--	---	--	--	---

	45006 1 Pcs 10x16cm	Sterile wound dressing Intended use: Bandage with compress for protecting a clean and dry wound. Instruction of use: Cleaning and drying the wound and the skin around the wound. Apply the compress on the wound and wrap the bandage around. Finish by tying the two ends together Warning: Replace the dressing on a daily basis, or more often if necessary. Single use only. Check the integrity of the individual sachet before use. Store in a cool, dry place. Use before the expiry date on the individual sachet. Must not get wet.	Sterilt sårförband Avsedd användning: Förband med kompress för att skydda ett rent och torrt sår. Användningsinstruktioner: Rengör och torka såret och huden runt såret. Lägg kompressen över såret och linda förbandet runt det. Fäst genom att knyta ihop de båda ändarna. Varning: Byt förbandet dagligen, eller oftare vid behov. Endast för engångsbruk. Kontrollera att varje enskild påse är hel före användning. Förvaras torrt och svalt. Används före den enskilda påsens utgångsdatum. Får inte bli vått.	Steril forbindelse for sår Tiltenkt bruk: Bandasjer med kompress for beskyttelse av et rent og tørt sår. Instruksjoner for bruk: Rens og tørk såret og huden rundt såret. Legg på kompress på såret og bandasjer rundt. Fullfør ved å knytte de to endene sammen. Advarsel: Skift ut forbindningen daglig, eller oftere om nødvendig. Bruk kun produktet én gang. Kontroller at pakken er uåpnet før bruk. Lagres på et kjølig og tørt sted. Brukes før utløpsdato på hver pakke. Må ikke bli våt.	Steriili haavaside Käyttötarkoitus: Kompressin sisältävä side. Suojaa puhdasta ja kuivaa haavaa. Käyttöohjeet: Puhdista ja kuivaa iho haavan ympäriltä. Laita kompressi haavan päälle, ja sido side ympärille. Sido päät yhteen. Varoitus: Vaihda side päivittäin tai tarvittaessa useammin. Käytä sidettä vain kerran. Tarkista ennen käyttöä, että pakkaus on ehjä. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Käytä ennen pakkauksen parasta ennen -merkintää. Ei saa kastua.	Steriilne haavaside Ettenähtud kasutus: Kompress-side puhta ja kuiva haava kaitsmiseks. Kasutusjuhised: Haava ja haava ümbritseva naha puhastamine ning kuivatamine. Asetage kompress haavale ja siduge side ümber. Lõpetamiseks siduge kaks otsa kokku Hoiautus: Vahetage sidemeid kord päevas, vajadusel tihemini. Ainult ühekordses kasutamiseks. Enne kasutamist kontrollige, kas pakend on terve. Säilitage kuivas jahedas kohas. Kasutage enne ümbrisel oleva aegumiskuupäeva möödumist. Ei tohi saada märjaks.
--	---	---	--	--	---	---

	45140N 1 Pair L	Vinyl Gloves Intended use: To protect against infections. Disposable. Latex-free. Warning: Non sterile. Avoid direct contact with the wound.	Vinylhandskar Avsedd användning: Skydd mot infektioner. För engångsbruk. Latexfria. Varning: Icke-sterila. Undvik direkt kontakt med såret.	Vinylhansker Tiltenkt bruk: For å beskytte mot infeksjoner. Kastes etter bruk. Latexfrie. Advarsel: Ikke sterile. Unngå direkte kontakt med sår.	Vinyylkäsiineet Käyttötarkoitus: Suojaa infektoilta. Kertakäyttöinen. Latexiton. Varoitus: Ei-steriili. Vältä kontaktia haavan kanssa.	Viniülkindad Kasutusotstarve: Infektsioonivastane kaitse. Ühekordsed. Latexivabad. Hoiautus: Mittesteriilne. Vältida toote otsest kontakti kahjustatud nahaga.
---	-------------------------------------	---	--	---	---	---

	45009 1pcs 19x19cm	Respiratory sheet Intended use: for emergency artificial respiration. To prevent direct contact with patient's mouth, nose and face. Provides rescuer protection in an emergency situation. Resists water and saliva allowing air to ventilate. Instruction for use: Lift the chin forward and push back the forehead.Place the mask with (+)side up and (o) side on to the injured person's mouth. Pinch the injured person's nostrils with your thumb and your fore-finger. Take a deep breath and blow through the breathing mask(+) and check that the chest rises. After each respiration lift up your head and allow the air to expel from the injured person's lungs. Repeat blowing air into the injured person's mouth.Check the chest (12-15) respirations per minute. Note: If the chest doesn't rise, reposition the head (lift chin and push forehead back). Check the injured person's mouth to ensure free airway. Pinch the injured person's nostrils and try again. Warning: Small children: Do not use the breathing mask on small children. Blow air through the nose and mouth at the same time 15- 20 respirations per minute. Single use only.	Andningskyydd Avsedd användning: För konstgjord andning i nödsituationer. Undvik direktkontakt med patientens mun, näsa och ansikte. Skyddar räddningspersonal i nödsituationer. Skyddar mot vatten och saliv och låter luft tränga in. Avsedd användning: Lyft hakan framåt och tryck tillbaka pannan. Placera masken med (+)-sidan uppåt och (o)-sidan mot den skadade personens mun. Kläm ihop den skadade personens näsborrar med tummen och pekfingret. Ta ett djupt andetag och blås ut genom andningsmasken (+) och kontrollera att bröstkorgen höjer sig. Efter varje andetag, lyft huvudet och låt luften strömma ut från den skadade personens lungor. Upprepa inblåsningen av luft i den skadade andningsmun. Kontrollera antalet bröstandetag (12-15) per minut. Obs: Om bröstkorgen inte höjs, ändra huvudets position (lyft hakan och tryck tillbaka pannan). Kontrollera att den skadade personen inte har något i munnen som hindrar fria luftvägar. Kläm åt över den skadade personens näsborrar och försök igen. Varning: Små barn: Använd inte andningsmasken på små barn. Blås inn genom nese och munnen samtidigt med 15-20 andetag per minut.	Munn-mot-munn-beskyttelsesmaske Tiltenkt bruk: for åndedrettshjelp i nødsituasjoner. For å hindre direkte kontakt med pasientens munn, nese og ansikt. Gir brukeren beskyttelse i en nødsituasjon. Hindrer at væske og spytt trenger gjennom og lar luft trekke inn. Instruksjoner for bruk: Løft haken fremover og dytt tilbake pannan. Plasser masken med (+)-siden opp og (o)-siden mot den skadedes munn. Knip igjen den skadedes nese med tommel og pekefinger. Ta et dypt innpust og blås luften gjennom pustemasken (+) og forsikre deg at brystkassen til den skadede heves. Etter hvert innpust, løft hodet ditt og la luften sive ut igjen fra den skadedes lunger. Fortsett å puste luft inn i den skadedes munn. Sjekk hvor mange ganger brystet hever seg (12-15) hvert minutt. Merk: Hvis brystkassen ikke hever seg, forandre stillingen på hodet til den skadede (løft haken og dytt pannan tilbake). Sjekk den skadedes munn for å sørge for at ingenting blokkerer luftveiene. Knip igjen den skadedes nese og prøv igjen. Advarsel: Små barn: Bruk ikke pustemasken på små barn. Blås inn gjennom nese og munn samtidig, 15-20 innpust per minutt. Kun for engangsbruk.	TEKOHENGITYS Käyttötarkoitus: häätätilanteessa keinotekoista hengitystä varten. Jotta suora kontakti potilaan suuhun, nenään ja kasvoihin vältetään. Pelastustapa hätätilanteissa. Hylkiä vettä ja sylkeä ja mahdollistaa ilmankierron. Käyttöohjeet: Nosta leuka ja paina otsaa taaksepäin. Laita maski (+)-sivu ylöspäin ja (o) sivu loukkaantuneen henkilön suulle. Puhdista loukkaantuneen henkilön sieraimia peukalollasi ja etusormellasi. Vedä syvään henkeä ja puhalla maskin läpi (+) ja tarkista, että rinta kohoaa. Nosta jokaisen sisään hengityksen jälkeen pääs ylös ja anna ilman tulla ulos loukkaantuneen henkilön keuhkoista. Toista sisään hengitys loukkaantuneen henkilön suuhun. Tarkista, että rinta kohoaa (12–15) hengitystä minuutissa. Huomaa: Jos rinta ei kohoaa, muuta pään asentoa (nosta leukaa ja paina otsaa taaksepäin). Tarkista loukkaantuneen suu varmistaksesi ilman vapaan kulun. Puhdista loukkaantuneen sieraimia ja yritä uudelleen. Varoitus: Pienet lapset: Älä käytä maskia pienillä lapsilla. Puhalla ilmaa nenään ja suun kautta samanaikaisesti 15- 20 hengitystä minuutissa. Ainoastaan kertakäyttöinen.	KUNSTLIK HINGAMINE Kasutusotstarve: Kunstlikuks hingamiseks hädaolukorras. Mõeldud välimaks otsest kontakti patsiendi suu, nina ja näoga. Tagab päästja kaitse hädaolukorras. Vastupidu veele ja süljele, võimaldab õhul ventileerida. Kasutusjuhend: Tõstke lõuga ettepoole ja lükake otsmikku tahapoole. Asetage mask (+) pool üles ja (o) pool patsiendi suule. Pigistage patsiendi ninasõormeid põidla ja esisõrmega. Hingake sügavalt sisse ja puhuge läbi hingamismaski (+) ning kontrollige, kas patsiendi rindkere tõuseb. Pärast iga hingamist tõstke pea üles ja laske õhul patsiendi kopsudest välja voolata. Korra õhu puhumist patsiendi suhu. Kontrollige patsiendi rindkere, et oleks (12-15) hingamist minutit. Märkus: kui patsiendi rindkere ei tõuse, kohandage tema pea asendit (tõstke patsiendi lõuga ja lükake otsmikku tagasi). Kontrollige patsiendi suud, et tema hingamisteede oleks vaba. Pigistage patsiendi ninasõormeid ja proovige uuesti kunstlikku hingamist sooritada. Hoiautus: Väikesed lapsed: Älä kasutage hingamismaski väikelastel peale. Puhuge õhku samal ajal läbi nina ja suu, 15–20 puhumist minutit.
--	--	--	---	--	---	---

	45195 2 Pcs 3.5g	Burn GEL Intended use: For first aid use on burns, scalds and sunburn. First aid emergency burn gel. Cools, soothes and relieves pain. Note! Water is best on burn wounds, continue to rinse with water on burns. Burn gel should only to be used on burns if there is no water available. Instructions for use: Tear open sachet Apply gel liberally to affected area. Cover if necessary. Seek medical attention if pain persists. Warning: Do not use on serious burns, mucous membranes or the eyes. For external use only. Discontinue use if irritation occurs. Do not store at extreme temperatures. Do not use if packaging has been opened or damaged. Composition: Propylene glycol, glycerin, silicone emulsion, Carbomer, Water	Brännskade-GEL Avsedd användning: Första hjälpen vid brännskador, skällningsskador och solskador. Gel för akut första hjälpen-användning vid brännskada. Svalkar och lindrar smärta. Observera! Vatten är bäst vid brännskador, som helst ska spolas med vatten utan avbrott. Brännskadegel ska användas på brännskador endast om vatten saknas. Användningsinstruktioner: Öppna påsen. Applicera rikligt med gel på det drabbade området. Täck vid behov. Kontakta läkare om smärtan håller i sig. Varning: Använd inte på allvarliga brännskador, slemhinnor eller i ögonen. Endast för utvärtes bruk. Avbryt användningen om irritation uppstår. Förvara inte i extrema temperaturer. Använd inte om förpackningen är öppnad eller skadad. Innehåll: Propylglykol, glycerin, silikonemulsion, karbomer, vatten	Brannskade-GEL Tiltenkt bruk: Førstehjelp for brannsår, skoldinger og solbrent hud. Brannsår-GEL for førstehjelp i nødsituasjoner. Kjøler ned og lindrer smerte. Merk! Vann virker best mot brannsår, så fortsett å rense med vann på det brente området. Brannsår-gel skal kun brukes på brannsår om det ikke er vann tilgjengelig. Instruksjoner for bruk: Åpne posen. Legg på rikelig med gel for på det skadede området. Dekk til om nødvendig. Søk hjelp fra en lege om smerten ikke gir seg. Advarsel: Bruk ikke på alvorlige brannskader, slimhinner eller i øynene. Kun for utvortes bruk. Bruk ikke om det oppstår irritasjoner. Må ikke oppbevares for varmt eller for kaldt. Bruk ikke om det har oppstått skader på pakningen eller om den har blitt åpnet. Innhold: Propylglykol, glyserin, silikonemulsjon, karbomer, vann	Palohaava - GEELI Käyttötarkoitus: Ensiapu palovammoille, syöpyimisille ja auringonpolttamalle iholle. Ensiapuun tarkoitettu palohaavaageeli. Viilentää ja lievittää kipua. Huomaa! Vesi on parasta palovammoille, jatka palovammojen huuhtelua vedellä. Palovamma-geeliä tulee käyttää palovammoihin vain, jos vettä ei ole saatavissa. Käyttöohjeet: Repäise pakkaus auki. Levitä geeliä vahingoittuneelle alueelle. Peitä tarvittaessa. Käänny lääkärin puoleen, jos kipu ei hellitä. Varoitus: Ei vakaville palovammoille, limakalvoille eikä silmiin. Vain ulkoiseen käyttöön. Lopeta käyttö, jos ilmenee ärsytystä. Älä säilytä äärimmäisissä lämpötiloissa. Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai viallinen. Koostumus: Propyleeniglykoli, glyseriini, silikooniemulsio, karbomeeri, vesi	Villiplaaster Ettenähtud kasutus: Kaitseb nahka, aidades vältida villide teket. Vähendab naha hõõrdumist. Vähendab kannavillide puhul kohe valu ja tagab optimaalsed tingimused nende paranemiseks. Lugege enne kasutamist juhiseid ja hoidke need tulevaseks kasutamiseks alles. Kasutusjuhised: Puhastage enne kasutamist nahk ja laske sel kuivada. Eemaldage alumine kaitsekile, vältides kleppinna puudutamist. Pange plaaster otse nahale, siluge ettevaatlikult selle servi ja vajutage 5–10 sekundit tugevalt kleepuvale alale, et see jääks korralikult kinni. Kui plaaster hakkab ise lahti tulema, eemaldage see, koorides selle ettevaatlikult nahalt maha. Hoidke seda kuivas kohas, eemal otsestest päikesevalgusest. Säilitage temperatuuril alla 25 °C. Hoiautus! Kasutage seda kohe pärast kaitseümbrise avamist. Ärge kasutage haavadel. Kui tekib nahaärritus, eemaldage plaaster ja pöörduge arsti poole. Kui teil on diabeet, pidage enne toote kasutamist arstiga nõu.
--	--------------------------------------	---	--	---	--	--

	45205 2 Pcs 37x55mm	Blister plaster Intended use: Protects the skin and prevents blisters from forming. Reduces friction on skin. Providing instant pain relief and optimum healing conditions for heel blisters. Read instructions prior to use; retain for future reference. Instruction for use: Clean and dry skin properly before use. Remove the lower protective film without touching the adhesive surface. Apply the dressing directly on the skin and carefully smooth the edges and press firmly for 5-10 seconds on adhesive area to ensure adhesion. Remove the dressing once it begins to detach itself, gently peeling it off the skin. Keep dry and out of direct sunlight. Store below 25°C. Warning: Use immediately after opening protective wrapper. Do not use on wounds. If skin becomes irritated remove plaster and consult a doctor. If you are diabetic consult your doctor before use.	Skavsårplaster Avsedd användning: Skyddar huden genom att hindra blåsor från att bildas. Minskar friktionen mot huden. Ger direkt smärtlindring och optimala läkaförhållanden för blåsor på fötterna. Läs instruktionerna före användning och behåll dem för framtida bruk. Användningsinstruktioner: Rengör och torka huden ordentligt före användning. Ta bort den undre skyddsfilmen utan att vidröra klisterytan. Sätt på plåstret direkt på huden, jämna noga till kanterna och tryck stadigt på klisterytan i 5-10 sekunder så att plåstret fäster ordentligt. Så fort plåstret börjar lossna, dra försiktigt bort det från huden. Förvaras torrt och skyddat från direkt solljus i temperaturer under 25 °C. Varning: Ska användas omedelbart sedan skyddsförpackningen öppnats. Ska inte användas på sår. Om huden blir irriterad ska du ta bort plåstret och rådfråga en läkare. Om du är diabetiker ska du rådfråga din läkare före användning.	Gnagsårplaster Tiltenkt bruk: Beskytter huden og forhindrer at det dannes seg gnagsår. Reduserer gnaging på huden. Gir øyeblikkelig lindring mot smerter og optimale tilstander for å pleie fotblemmer. Les instruksjonene før bruk og ta vare på dem for senere referanse. Instruksjoner for bruk: Rengjør og tørk huden ordentlig før bruk. Ta av den nedre beskyttelsesfilmen uten å berøre den klebende overflaten. Plasser bandasjen direkte på huden og jevn ut kantene nøye. Trykk det klebende området godt ned for å sikre at plasteret sitter fast. Fjern plasteret forsiktig fra huden så snart det begynner å løse av seg selv. Oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys. Oppbevares ved høyst 25 °C. Advarsel: Brukes umiddelbart etter at beskyttelsesomslaget er åpnet. Skal ikke brukes på sår.Fjern plasteret og kontakt lege hvis huden blir iritert. Kontakt lege før bruk hvis du har diabetes.	Rakkolaastari Käyttötarkoitus: Suojaa ihoa ja ehkäisee rakkojen muodostumista. Vähentää ihon hankautumista. Lieventää kipua välittömästi ja parantaa tehokkaasti raket jaloissa. Tutustu ohjeisiin ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. Käyttöohjeet: Puhdista ja kuivaa iho hyvin ennen käyttöä. Irrota alempi suojakalvo koskematta tarrapintaan. Aseta side suoraan iholle, tasolta kulmat varovasti ja paina tarrapintaa voimakkaasti 5 - 10 sekuntia, jotta se tarttuu kunnolla. Poista side hellävaraisesti, kun se alkaa irrota itsestään. Pidä laastari kuivana ja vältä suoraa auringonvaloa. Säilytä alle 25 °C lämpötilassa. Varoitus: Käytä laastari heti, kun suojapaperi on avattu. Älä käytä haavojen hoitoon. Jos iho ärsyyntyy, poista laastari ja ota heti yhteyttä lääkäriin. Jos sinulla on diabetes, ota yhteyttä lääkäriin ennen käyttöä.	Villiplaaster Ettenähtud kasutus: Kaitseb nahka, aidades vältida villide teket. Vähendab naha hõõrdumist. Vähendab kannavillide puhul kohe valu ja tagab optimaalsed tingimused nende paranemiseks. Lugege enne kasutamist juhiseid ja hoidke need tulevaseks kasutamiseks alles. Kasutusjuhised: Puhastage enne kasutamist nahk ja laske sel kuivada. Eemaldage alumine kaitsekile, vältides kleppinna puudutamist. Pange plaaster otse nahale, siluge ettevaatlikult selle servi ja vajutage 5–10 sekundit tugevalt kleepuvale alale, et see jääks korralikult kinni. Kui plaaster hakkab ise lahti tulema, eemaldage see, koorides selle ettevaatlikult nahalt maha. Hoidke seda kuivas kohas, eemal otsestest päikesevalgusest. Säilitage temperatuuril alla 25 °C. Hoiautus! Kasutage seda kohe pärast kaitseümbrise avamist. Ärge kasutage haavadel. Kui tekib nahaärritus, eemaldage plaaster ja pöörduge arsti poole. Kui teil on diabeet, pidage enne toote kasutamist arstiga nõu.
--	---	---	---	--	--	--