



large

NEXA

L

Check the scene and form an initial impression. Assess the situation and check for any potential hazards. If the situation is not safe and you cannot help without putting yourself in danger, call 112. Then wait for emergency personnel.

A

B

C

- Prevent hypothermia by placing blankets, sweaters, or jackets on and under the injured individual.

L

Kontrollera olycksplatsen och försök ta reda på vad som har hänt. Överblicka situationen och kontrollera om det finns några potentiella faror. Om situationen inte är säker och du inte kan hjälpa uttan att utsätta dig själv för fara, larma 112. Invänta sedan räddningspersonal.

A

B

C

- Förhindra avkylning genom att lägga på filter, tröjor eller jackor på och under den skadade.





nexa Nexa Trading AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
support@nexa.se | www.nexa.se

RFX+Care International A/S
Gammel Strandvej 22B 2990 Nivå, Denmark.



Contains CE-approved medical products

IFU for 13741 & 13745
ts V01-2024/05

EN	SE	NO	FI	EE						
 45109 Emergency blanket Intended use: To protect against heat and cold. The emergency blanket can provide protection against heat, cold and humidity in emergency situations. Instructions for use: Emergency blanket to be used once only. Open the sachet and unfold the blanket as required. Two sides with different functions: The golden side absorbs heat and keeps you warm: providing a defence against potential hypothermia, maintaining your body temperature, and protecting you from the wind and humidity. The silver reflective outer side keeps you cool: keeps you chilled (cars, tents, etc.). Warning: Do not cover your head, danger of suffocating. Single use only. Do not use the emergency blanket during storms, near to incandescent substances or if using an electrical surgical device (e.g. DSA). Do not cut or create wholes. Store in a dry place. 	 45006 Sterile wound dressing Intended use: Bandage with compress for protecting a clean and dry wound. Instruction of use: Cleaning and drying the wound and the skin around the wound. Apply the compress on the wound and wrap the bandage around. Finish by tying the two ends together Warning: Replace the dressing on a daily basis, or more often if necessary. Single use only. Check the integrity of the individual sachet before use. Store in a cool, dry place. Use before the expiry date on the individual sachet. Must not get wet.   45007 1 Pcs 17x17cm Warning: Replace the dressing on a daily basis, or more often if necessary. Single use only. Check the integrity of the individual sachet before use. Store in a cool, dry place. Use before the expiry date on the individual sachet. Must not get wet. 	 45111 1pcs 136x96x96cm Triangular bandage Intended Use: To immobilise and keep splints in place. Use this bandage as a sling to support an injured, sprained or broken arm. Instruction for use: Unfold the bandage and attach around the neck as shown. Warning: Product to be used once only. Use before the expiry date on the individual item. Check the integrity of the individual item before use. 	 45008 1 Pcs 8cm x 3m Elastic bandage Intended use: To hold compresses or other medical dressings in place. Instruction for use: Wrap the bandage around the area where compress/dressing placed. Do not apply excessive pressure. Place the end under the lower layers or use a safety pin. Warning: Never apply the bandage directly onto injured skin. Avoid pressing too hard. In case of discomfort, release the bandage to reduce the pressure. Store in a cool, dry place.  45107 1 Pcs 4mx6cm Warning: Never apply the bandage directly onto injured skin. Avoid pressing too hard. In case of discomfort, release the bandage to reduce the pressure. Store in a cool, dry place. 	 45192 12pcs 3.6cm Safety pin Intended use: For attachment of triangular band-ages, first aid sling or other first aid bandages. Warning: Keep out of reach of children. Be cautious when using this device because of its a slightly pointed tip. Do not use if broken. 	 45009 1pcs 19x19cm Respiratory sheet Intended use: for emergency artificial respiration. To prevent direct contact with patient's mouth, nose and face. Provides rescuer protection in an emergency situation. Resists water and saliva allowing air to ventilate. Instruction for use: Lift the chin forward and push back the forehead.Place the mask with (+)side up and (o) side on to the injured person's mouth. Pinch the injured person's nostrils with your thumb and your fore-finger. Take a deep breath and blow through the breathing mask(+) and check that the chest rises. After each respiration lift up your head and allow the air to expel from the injured person's lungs. Repeat blowing air into the injured person's mouth.Check the chest (12-15) respirations per minute. Note: If the chest doesn't rise, reposition the head (lift chin and push forehead back). Check the injured person's mouth to ensure free airway. Pinch the injured person's nostrils and try again. Warning: Small children: Do not use the breathing mask on small children. Blow air through the nose and mouth at the same time 15- 20 respirations per minute. Single use only. 	 45115-B 1pcs 15ml Eye Wash Intended use: Sterile saline solution for emergency rinsing of a wound or flushing the eyes. Sterile Sodium Chloride 0.9% Instruction for use: Twist the lid. Rinse the eye, carefully. Warning: Not for injection.Not to be taken internally. Do not use if damaged. Once opened, discard any unused solution. Use before the expiry date.Risk of infection by reuse. Storage temperature 5-30°C. 	 45113N 2 Pair L Vinyl Gloves Intended use: To protect against infections. Disposable. Latex-free. Warning: Non sterile. Avoid direct contact with the wound. 	 45172 1 Pcs 8.8cm Metal tweezers Intended use: For removing splinters or other small objects in an emergency situation. Warning: Keep out of reach of children. Be cautious when using this device because of its a slightly pointed tip. 	 45102 8 Pcs 10x6cm Plaster Intended use: For use on minor cuts and abrasions. Protects minor wounds. Read instructions prior to use; retain for future reference. Instruction for use: Clean wound and surrounding area and dry skin before applying the plaster. Position pad over wound and press firmly on adhesive area to ensure adhesion. Change dressing every 24 hours or if it is wet. Keep dry and out of direct sunlight. Store below 25°C. Warning: Do not use on major wounds. If wound bleeds excessively or skin becomes irritated or infected remove plaster. Not suitable for children under 2 years old. In rare cases, a reaction to the adhesive bandage may occur in small children with exceptionally sensitive skin. This may be due to heat, moisture and other factors when plaster is used especially in the face. In both cases consult a doctor immediately. If you are diabetic consult your doctor before use. 	 Nödteppe Tiltenkt bruk: Beskyttelse mot varme og kulde. Nødteppet kan gi beskyttelse mot varme, kulde og fuktighet i nødsituasjoner. Instruksjoner for bruk: Nødteppet må brukes kun én gang. Åpne pakken og brett teppet ut ved behov. To sider med to forskjellige funksjoner: Den gylne siden absorberer varme og holder deg varm: den gir beskyttelse mot potensiell hypotermi, holder kroppstemperaturen din stabil og beskytter deg mot vind og fuktighet. Den reflektive utsiden i sølv holder deg kjølig: kjøler deg ned (i bilen, teltet, osv.). Advarsel: Dekk ikke til ansikt, da dette kan føre til kvalning. Brukes kun én gang. Bruk ikke nødteppe under storm, nær ild eller brennbare stoffer eller mens elektriske operasjonsapparater benyttes (f.eks. DSA). Lag ikke hull eller kutt i teppet. Oppbevar på et tørt sted.  Steril forbinding for sår Tiltenkt bruk: Bandasjer med kompress for beskyttelse av et rent og tørt sår. Instruksjoner for bruk: Rens og tørk såret og huden rundt såret. Legg på kompress på såret og bandasjer rundt. Fullfør ved å knytte de to endene sammen. Advarsel: Skift ut forbindingen daglig, eller oftere om nødvendig. Bruk kun produktet én gang. Kontroller at pakken er uåpnet før bruk. Lagres på et kjølig og tørt sted. Brukes før utløpsdato på hver pakke. Må ikke bli våt.  Føttele Tiltenkt bruk: For å immobilisere og holde skinner på plass. Bruk denne bandasjen som en føttele til å støtte en skadet eller brukt arm. Instruksjoner for bruk: Brett ut bandasjen og fest rundt halsen som vist. Advarsel: Produktet må kun brukes én gang. Brukes før utløpsdato på hver pakke. Sørg for at pakken er uåpnet før bruk.  Kolmikulmaside Käyttötarkoitus: Pitää lastat paikallaan. Käytä sidettä loukkaan-tuneen, nyrjähtäneen tai murtuneen käsivarren tukena. Käyttöohjeet: Levitä side, ja kiinnitä kaulan ympärille kuten kuvassa. Varoitus: Tuote on vain kertakäyttöinen. Käytä ennen pakkauksen parasta ennen -merkintää. Tarkista ennen käyttöä, että pakkaus on ehjä.  Kolmnurkne side Käyttötarkoitus: Pitää lastat paikallaan. Käytä sidettä loukkaan-tuneen, nyrjähtäneen tai murtuneen käsivarren tukena. Käyttöohjeet: Levitä side, ja kiinnitä kaulan ympärille kuten kuvassa. Varoitus: Tuote on vain kertakäyttöinen. Käytä ennen pakkauksen parasta ennen -merkintää. Tarkista ennen käyttöä, että pakkaus on ehjä.  Hakaneula Käyttötarkoitus: Kolmikulmasiteen, kantositeen ja muiden ensiapusiteiden kiinnittämiseen. Varoitus: Pidä lasten ulottumattomissa. Noudata varovaisuutta, sillä sen kärki on terävä. Älä käytä rikkoontuneita hakaneuloja.  TEKOHENGITYS Käyttötarkoitus: Hätätilanteessa keinotekoista hengitystä varten. Jotta suora kontakti potilaan suuhun, nenään ja kasvoihin vältetään. Pelastustapa hätätilanteissa. Hylläki vettä ja sylkeä ja mahdollista ilmankierron. Käyttöohjeet: Nosta leukaa ja paina otsaa taaksepäin. Laita maski (+)sivu ylöspäin ja (o) sivu loukkaantuneen henkilön suulle. Purista loukkaantuneen henkilön sieraimia peukalollasi ja etusormellasi. Vedä syvään henkeä ja puhalla maskin läpi (+) ja tarkista, että rinta kohoaa. Nosta jokaisen sisään hengityksen jälkeen pääsi ylös ja anna ilman tulla ulos loukkaantuneen henkilön keuhkoista. Toista sisään hengitys loukkaantuneen henkilön suuhun. Tarkista, että rinta kohoaa (12–15) hengitystä minuutissa. Huomaa: Jos rinta ei kohoaa, muuta pään asentoa (nosta leukaa ja paina otsaa taaksepäin). Tarkista loukkaantuneen suu varmistaaksesi ilman vapaan kulun. Purista loukkaantuneen sieraimia ja yritä uudelleen. Varoitus: Pienet lapset: Älä käytä maskia pienillä lapsilla. Puhalla ilmaa nenän ja suun kautta samanaikaisesti 15- 20 hengitystä minuutissa. Ainoastaan kertakäyttöinen.  Silmähuuhtelu Käyttötarkoitus: Steriili suolavesiliuos haavan tai silmien huuhuttelemiseen hätätilanteessa. Steriili natriumkloridi 0,9 % Käyttöohjeet: Kierrä korkki auki. Huuhtele silmää tai haava huolellisesti. Varoitus: Ei infektoille. Ei sisäiseen käyttöön. Älä käytä vahingoittunutta. Heitä loput avustassa pakkauksesta pois. Käytä ennen pakkauksessa olevaa merkintää. Uudelleen käyttö voi aiheuttaa infektion. Säilytyslämpötila 5-30 °C.  Vinyylkäsinheet Käyttötarkoitus: Suojaaja infektiolta. Kertakäyttöinen. Lateksiton. Varoitus: Ei-steriili. Vältä kontaktia haavan kanssa.  Metallipinsetit Käyttötarkoitus: Tikkujen ja muiden pienten kohteiden poistamiseen hätätilanteessa. Varoitus: Pidä lasten ulottumattomissa. Noudata varovaisuutta, sillä sen kärki on terävä.  Plaster Tiltenkt bruk: Til bruk på mindre sår og skrubbsår. Beskytter mindre sår. Les instruksjonene før bruk og ta vare på dem for senere referanse. Instruksjoner for bruk: Rengjør såret og det omliggende området og tørk huden før plasteret settes på. Plasser puten over såret og trykk det klebende området godt ned for å sikre at plasteret sitter fast. Bytt plaster én gang i døgnet eller hvis det er vått. Oppbevares tørt og beskyttet mot sollys. Oppbevares ved høyst 25 °C. Advarsel: Må ikke brukes på store sår. Fjern plasteret dersom såret blir mye eller huden blir irritert eller infisert. Ikke egnet for barn under 2 år. I sjeldne tilfeller kan små barn med svært ømfintlig hud få en reaksjon mot plasteret. Dette kan være på grunn av varme, fuktighet eller andre faktorer ved bruk av plasteret, spesielt på ansiktet. I begge tilfeller må du rådføre deg med en lege umiddelbart. Hvis du er diabetiker, rådfør deg med legen din før du bruker produktet.  Plåster Avsedd användning: För användning på mindre skärsår och skavsår. Skyddar mindre sår. Läs anvisningarna före användning och spara dem för framtida bruk. Användningsinstruktioner: Rengör såret och det omgivande området och torka huden innan plåstret sätts på. Placera sårdynan över såret och tryck stadigt på klisterytan så att plåstret fäster ordentligt. Byt plåster var 24:e timme eller om det är blött. Förvaras tørt och skyddat från direkt solljus i temperaturer under 25 °C. Varning: Använd inte på stora sår. Om såret blöder väldigt mycket eller huden blir irriterad eller infekterad, ta bort plåstret. Inte lämplig för barn under 2 år. I sällsynta fall kan en reaktion av plåstret uppstå hos små barn med exceptionellt känslig hud. Detta kan bero på värme, fukt och andra faktorer när plåstret används i ansiktet. I båda fallen kontakta en läkare omedelbart. Om du är diabetiker kontakta din läkare före användning.  Plaaster Ettenähtud kasutus: kasutamiseks väikestel sisselõigetel ja kriimustustel. Kaitseb väikesel haavu. Lugege enne kasutamist juhiseid; hoidke need tulevaseks kasutamiseks alles. Kasutusjuhised: puhastage enne plaastri pealepanemist haav ja selle ümbrus ning kuivatage nahk. Pange padjake haava kohale ja vajutage tugevalt kleepuvale osale, et see jääks korralikult kinni. Vahetage plaastrit iga 24 tunni järel või kui see on märg. Hoidke seda kuivas kohas, eemal otsestest päikesevalgusest. Säilitage temperatuuril alla 25 °C. Hoiatus: Ärge kasutage suurte haavade puhul. Kui haav veritseb liigselt või kui nahal tekib ärritus või põletik, eemaldage plaaster. Ei sobi alla 2-aastastele lastele. Harvadel juhtudel võib erakordsetl tundliku nahaga lastel plaastrit kasutades tekkida reaktsioon. Selle põhjuseks võib olla kuumus, niiskuse ja muud tegurid, eriti kasutades plaastrit näol. Sel juhul konsulteerige viivitamatult arstiga. Kui olete diabeetik, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga.